


## Contenido Maletín - Simulador Laporoscopia

N.º Modelo: 1



- 1.- Pinza
- 2.- Trócar
- 3.- Box Simulación
- 4.- Tapón para puertos de entrada pinza laparoscopia
- 5.- Base de apoyo móvil o Tablet
- 6.- Módulo de **habilidades de sutura**
- 7.- Módulo de **habilidades destreza**
- 8.- Caja para guardar **set de anillas**

**Unidades:** Los elementos 1,2,6 y 7 tienen 2 unidades. El elemento 8 contiene 3 tipos diferentes.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

- No calentar, limpiar con agua y jabón.
- No forzar al plegar el sistema.
- Mantener la maleta en posición horizontal.
- Guardar todo en su lugar después de la utilización para evitar pérdidas.
- Todas las maletas y el material que incluye todo el sistema van numerados, no mezclar dispositivos.



**Instrucciones Montaje**



**cyborg@umh.es**